




## Conozca su inyector en el cuerpo

### Piezas y señales

#### Luz de estado



#### Indicador de llenado

### Luz de estado



#### Verde parpadeante:


el inyector en el cuerpo funciona correctamente. **No** retire el inyector en el cuerpo si la luz de estado está parpadeando en verde.

#### Verde fijo (o apagado):

señales de que la administración de la dosis ha finalizado. Compruebe si el indicador de llenado indica que está vacío.

#### Rojo parpadeante:

error del inyector en el cuerpo. Si oye un pitido en cualquier momento, compruebe la luz de estado. Si parpadea en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.



#### Indicador de llenado:

la línea negra muestra cuánto UDENYCA hay en el inyector en el cuerpo.

## Información importante

### Descripción del inyector en el cuerpo de UDENYCA

- El inyector en el cuerpo de UDENYCA está diseñado para la administración de UDENYCA. Este inyector en el cuerpo administra UDENYCA con una inyección debajo de la piel (subcutánea). Consulte la Información para el paciente que viene con el inyector en el cuerpo para obtener información importante.
- Su proveedor de atención médica usará una jeringa precargada de UDENYCA para llenar el inyector en el cuerpo antes de colocárselo. La jeringa precargada con UDENYCA y el inyector en el cuerpo se proporcionan a su proveedor de atención médica como parte de UDENYCA ONBODY. El inyector en el cuerpo se aplica directamente en la piel utilizando la parte posterior autoadhesiva. El inyector en el cuerpo le permite conocer su estado con sonidos y luces.

## Advertencias

- Solo debe recibir una dosis de UDENYCA el día que se lo indique su proveedor de atención médica.
- No debe recibir la dosis de UDENYCA antes de que transcurran 24 horas desde la finalización de la quimioterapia. El inyector en el cuerpo de UDENYCA está programado para administrar su dosis unas 27 horas después de que el proveedor de atención médica le coloque el inyector en el cuerpo en la piel.
- Si le preocupa el medicamento, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Pueden producirse reacciones alérgicas graves con UDENYCA. Pida a su cuidador que esté cerca para el primer uso. Planifique estar en un lugar en el que usted o su cuidador puedan vigilar atentamente el inyector en el cuerpo de UDENYCA durante unos 5 minutos durante la administración de UDENYCA y durante una hora después.
- **No** use UDENYCA si ha tenido una reacción alérgica seria a productos de pegfilgrastim o filgrastim.
- Informe a su proveedor de atención médica si ha tenido reacciones cutáneas graves a los adhesivos acrílicos.
- Si tiene una reacción alérgica durante la administración de UDENYCA, retire el inyector en el cuerpo sujetándolo del borde de la almohadilla adhesiva. Obtenga ayuda médica de emergencia de inmediato. **Tenga cuidado, la aguja puede estar expuesta.** Deseche el inyector en el cuerpo en un recipiente para objetos punzocortantes de inmediato.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene dolor grave o molestias en la piel alrededor del inyector en el cuerpo.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene dolor en la zona superior izquierda del estómago o en la zona del hombro izquierdo. Este dolor podría significar que el bazo está agrandado o roto.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA): fiebre, dificultad para respirar, falta de aire o una rápida frecuencia respiratoria.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de estos síntomas de daño renal (glomerulonefritis): hinchazón de la cara o los tobillos, sangre en la orina u orina de color marrón o si observa que orina menos de lo habitual.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene enrojecimiento o sensibilidad persistente o que empeora en el lugar de la aplicación (puede ser un signo de infección).
- El inyector en el cuerpo es solo para pacientes adultos.

## Uso del inyector en el cuerpo

- Este inyector en el cuerpo administra UDENYCA con una inyección debajo de la piel (subcutánea).

- El inyector en el cuerpo es pequeño, para un solo uso, ligero, con batería y resistente al agua hasta 5 pies (1.5 metros) durante 1 hora.
- Puede ducharse con el inyector en el cuerpo colocado. Después de ducharse, revíselo para asegurarse de que no se haya salido (despegado).
- Evite ponerse lociones corporales, cremas, aceites o limpiadores cerca del inyector en el cuerpo, ya que estos productos pueden aflojar el adhesivo. Antes de su próxima dosis programada de UDENYCA, evite el uso de lociones, cremas o aceites en los brazos y la zona del estómago (abdomen).
- Exponga el inyector en el cuerpo únicamente a temperaturas de entre 41 °F y 104 °F (5 °C y 40 °C).
- **No** use bañeras, *jacuzzis*, hidromasajes o saunas ni se exponga al rayo del sol mientras tenga el inyector en el cuerpo. Esto puede afectar al medicamento.
- **No** exponga el inyector en el cuerpo a la luz solar directa. Si el inyector en el cuerpo se expone a la luz solar directa durante más de 1 hora, puede afectar el medicamento. Utilice el inyector en el cuerpo debajo de la ropa.
- **No** duerma con el inyector en el cuerpo ni aplique presión durante el uso, especialmente durante la administración de la dosis. Esto puede afectar el rendimiento del inyector en el cuerpo.
- **No** retire ni altere el adhesivo del inyector en el cuerpo antes de que se administre la dosis completa. Esto puede causar una dosis incompleta u omitida de UDENYCA.

### Precauciones ambientales

- **No** exponga el inyector en el cuerpo a lo siguiente porque podría dañarse y usted podría resultar lesionado:
  - estudios de diagnóstico por imagen (p. ej., tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía, radiografía)
  - radioterapia
  - entornos ricos en oxígeno, como cámaras hiperbáricas.
- Mantenga el inyector en el cuerpo a, al menos, 4 pulg. (15 cm) de distancia de equipos eléctricos, como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, microondas y otros aparatos frecuentes. Si el inyector en el cuerpo no se mantiene esta distancia mínima recomendada, esto puede interferir en el funcionamiento y puede provocar una dosis incompleta u omitida de UDENYCA.
- Evite las actividades y los lugares que puedan interferir en el monitoreo durante la administración de dosis de UDENYCA con el inyector en el cuerpo. Por ejemplo, **evite** viajar, conducir u operar maquinaria pesada durante las 26-29 horas posteriores a la aplicación del inyector en el cuerpo de UDENYCA (esto incluye el período de administración de la dosis de 5 minutos más una hora después de la administración)
- Si debe viajar en avión **antes** del período de administración de la dosis de, aproximadamente, 5 minutos con el inyector en el cuerpo, evite los rayos X

del aeropuerto. En su lugar, solicite un control manual. Tenga cuidado durante el control manual para evitar que se retire accidentalmente el inyector del cuerpo. Para obtener más información, visite:

**<http://www.tsa.gov/travelerinformation/travelers-disabilities-and-medical-conditions>**


Un proveedor de atención médica familiarizado con UDENYCA debe responder sus preguntas. Para preguntas generales o asistencia, llame al **1-800-4UDENYCA (1-800-483-3692)** o visite **[www.udenyca.com](http://www.udenyca.com)**.

## Paso 1: Monitoree el inyector en el cuerpo

A) Durante las siguientes 27 horas, compruebe ocasionalmente la luz de estado durante al menos 10 segundos. Si la luz de estado parpadea en verde, no hay problema.



- Mantenga secos el inyector en el cuerpo y el adhesivo durante, al menos, 3 horas después de colocarlo en la piel y durante 3 horas antes de la administración de la dosis.
- Tenga cuidado de no golpear el inyector en el cuerpo o de quitárselo del cuerpo con un golpe.
- El inyector en el cuerpo tiene la parte posterior autoadhesiva para fijarlo a la piel. **No** agregue otros materiales para mantenerlo en su sitio, ya que esto podría provocar una dosis omitida o incompleta de UDENYCA.




- Si se colocó el inyector en el cuerpo en la parte posterior del brazo, un cuidador debe estar disponible para controlar el estado del inyector en el cuerpo.

- Si el inyector en el cuerpo se desprende de la piel en algún momento, **no** lo vuelva a aplicar. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo. **Tenga cuidado, la aguja puede estar expuesta.** Deseche el inyector en el cuerpo en un recipiente para objetos punzocortantes de inmediato.
- Si oye un pitido en cualquier momento, compruebe la luz de estado. Si parpadea en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.

## Paso 2: Observe la administración de la dosis

### A| Después de aproximadamente 27 horas, el inyector en el cuerpo comenzará a administrar la dosis de UDENYCA.

- Justo antes de que comience la inyección, la aguja se introducirá automáticamente en la piel.
- La administración de la dosis tardará unos 5 minutos en completarse. El inyector en el cuerpo parpadeará con una luz verde rápida.
- Es posible que escuche que la bomba funciona. No pasa nada.



- Cuando finalice la administración de la dosis, sonará un pitido largo, y la luz de estado se volverá de color verde fijo.
- Si oye un pitido en cualquier momento, compruebe la luz de estado. Si parpadea en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.
- **No retire el inyector en el cuerpo si la luz de estado está parpadeando en verde.**



**Compruebe con frecuencia el inyector en el cuerpo para ver si hay fugas durante la administración de la dosis de 5 minutos. Si se colocó el inyector en el cuerpo en la parte posterior del brazo, un cuidador debe estar disponible para controlarlo.**



- Si el adhesivo está notablemente húmedo o gotea medicamento, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que es posible que necesite una dosis de reemplazo.

### Paso 3: Verifique que la dosis se haya completado

A) Después del pitido, compruebe el color de la luz de estado.



Compruebe si la luz de estado está en **VERDE FIJO** o si se ha apagado. Esto significa que la dosis está completa.

Si la dosis está completa, continúe con el paso siguiente.


**No** retire el inyector en el cuerpo si la luz de estado está parpadeando en verde.



Si ve que la luz de estado está en **ROJO PARPADEANTE** y el inyector en el cuerpo está sonando, el inyector en el cuerpo no funciona correctamente.

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.

**B| Agarre el borde de la almohadilla adhesiva. Despegue lentamente el inyector en el cuerpo.**




- **No** agarre el inyector en el cuerpo para intentar extraerlo del cuerpo.
- Si hay una fuga del medicamento o el adhesivo está notablemente mojado o goteando, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que es posible que no haya recibido la dosis completa y que necesite una dosis de reemplazo.
- Retire cualquier resto de adhesivo con agua y jabón.

#### **Paso 4: Finalice**



**Compruebe si el inyector en el cuerpo está vacío.**

- Compruebe la luz de estado. Observe durante al menos 10 segundos. Si la luz de estado es de color verde fijo o se ha apagado, no hay problema.
- Debería ver una línea negra junto al indicador EMPTY (Vacío). Si el inyector en el cuerpo no está vacío, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.



- Si oye un pitido o, cuando comprueba la luz de estado, la luz está parpadeando en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato.
- Si la aguja está expuesta, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato.

**A) Marque la casilla a continuación para registrar cómo se ve el inyector en el cuerpo después del uso.**

- La luz de estado es de color verde fijo o se ha apagado. Esto significa que la administración ha finalizado.
- Inyector en el cuerpo con fugas: comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.
- La luz de estado es roja: comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que es posible que necesite una dosis de reemplazo.

**B) Deseche adecuadamente el inyector en el cuerpo.**



- Después de retirar el inyector en el cuerpo, colóquelo en un recipiente para objetos punzocortantes tanto si la aguja está expuesta como si no.
- El inyector en el cuerpo contiene baterías, componentes electrónicos y una aguja. Coloque el inyector en el cuerpo en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) inmediatamente después de su uso. **No tire (deseche)** el inyector en el cuerpo con la basura doméstica.
- Si no tiene un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico con estas características:
  - está hecho de plástico resistente,
  - puede cerrarse con una tapa ajustada y es resistente a las perforaciones, sin que los objetos punzocortantes puedan salir,
  - está en posición vertical y estable durante el uso,
  - es resistente a fugas, y

- está debidamente etiquetado para advertir de residuos peligrosos dentro del recipiente.
- Cuando el recipiente para objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir los lineamientos de su comunidad para su correcta eliminación. Puede haber leyes estatales o locales sobre cómo debe desechar agujas y jeringas usadas.
- **No** deseche el recipiente para objetos punzocortantes usado en la basura doméstica, a menos que los lineamientos de su comunidad lo permitan. **No** recicle el recipiente para objetos punzocortantes usado.
- Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzocortantes y para obtener información específica sobre el estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA en:  
<http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **Mantenga el inyector en el cuerpo y el recipiente para objetos punzocortantes usados fuera del alcance de los niños.**



### Preguntas frecuentes

¿Cómo sé que es seguro retirar el inyector en el cuerpo?



**Es seguro retirar el inyector en el cuerpo después de comprobar lo siguiente:**

- La luz de estado debe ser de color verde fijo.
- Si la luz de estado parpadea en verde, la administración de la dosis no se ha completado. Espere hasta escuchar un pitido largo y hasta que la luz de estado se vuelva de color verde fijo antes de retirar el inyector en el cuerpo.


- La luz de estado se apaga 1 hora después de finalizar la administración.
- El indicador de llenado debe tener una línea negra junto a EMPTY (vacío).

### ¿Qué hacer si escucha un pitido o si cuando mira la luz de estado está parpadeando en rojo?

- Si la luz de estado parpadea en rojo, es posible que no haya recibido su dosis completa y que necesite una dosis de reemplazo. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato.



**Incorrecto**



**LUZ DE ERROR**



### ¿Qué hago si el inyector en el cuerpo se desprende antes de administrar la dosis completa?

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si el inyector en el cuerpo se despegó de la piel en cualquier momento antes de administrar la dosis completa, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo.

**No** lo vuelva a aplicar. **Tenga cuidado, la aguja puede estar expuesta.** Deseche el inyector en el cuerpo en un recipiente para objetos punzocortantes de inmediato.

### ¿Qué ocurre si hay sangre en el lugar de aplicación después de haber retirado el inyector en el cuerpo?

Si hay sangre, presione un trozo de algodón o una gasa limpia en el lugar de aplicación. Aplique un vendaje adhesivo si es necesario.

### ¿Qué ocurre si el lugar de la aplicación está rojo o sensible después de retirar el inyector en el cuerpo?

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene enrojecimiento o sensibilidad persistente o que empeora en el lugar de la aplicación, ya que puede ser un signo de infección.

**Fabricado por:**

Coherus BioSciences, Inc.  
Redwood City, CA 94065-1442  
Licencia de EE. UU. n.º 2023

<https://udenyca.com>

1-800-4UDENYCA (1-800-483-3692)

Fecha de emisión: 12/2023

PMD-0215 Rev. 00

## Compatibilidad electromagnética

El sistema de administración está diseñado para ajustarse a la norma de compatibilidad electromagnética (CEM) IEC 60601-1-2:2020 y para funcionar con exactitud junto con otros equipos médicos que también cumplan los requisitos de esta norma en entornos de uso doméstico y hospitalario.

Para evitar interferencias electromagnéticas (IEM) que puedan afectar el rendimiento del sistema de administración [(i) exactitud de la dosis, (ii) duración del tratamiento, (iii) profundidad de la inyección, (iv) retroalimentación visual y audible, no utilice el sistema de administración cerca de fuentes de interferencias eléctricas y magnéticas (IEM) potentes, como imágenes por resonancia magnética, radiación ionizante, tomografía computarizada, diatermia, sistemas de seguridad electromagnética (p. ej., detectores de metales) y motores eléctricos grandes. Además, los equipos de comunicación con espectro radioeléctrico (radio spectrum, RF) portátiles y móviles, como emisores de RF, teléfonos móviles, radios bidireccionales, dispositivos Bluetooth™ y microondas, cerca de este dispositivo pueden afectar el funcionamiento del sistema de administración. Algunas de estas fuentes de IEM (principalmente emisores de RF) pueden no ser visibles, y el dispositivo puede estar potencialmente expuesto a campos de estas fuentes de IEM sin el conocimiento del usuario.

Si identifica o sospecha que las fuentes de RF externas u otros equipos influyen en el funcionamiento del sistema de administración (de fuentes conocidas o desconocidas), intente (según corresponda) aumentar la distancia del sistema de administración desde la fuente de IEM.

## Emisiones electromagnéticas

El sistema de administración se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

<b>Se ha probado el sistema de administración para detectar emisiones electromagnéticas.</b>		
<b>Prueba de emisiones</b>	<b>Nivel de prueba</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>
<b>Emisión irradiada según IEC 60601-1-2/CISPR 11</b>	Rango de frecuencia: 30-1000 MHz	Grupo 1 Clase B, Entorno de atención médica domiciliaria
<b>Emisión irradiada según ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 y EN 55032</b>	Rango de frecuencia: 30-6000 MHz	Clase B, Entorno de atención médica domiciliaria

Si este sistema de aplicación causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo la radio o la televisión, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar la radio o el televisor a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

## Inmunidad electromagnética

El sistema de administración se ha probado para cumplir con los requisitos tanto en un entorno de atención médica domiciliaria como en un entorno de atención médica profesional.

**Se ha probado el sistema de administración para detectar inmunidad electromagnética.**

<b>Prueba de inmunidad</b>	<b>Nivel de prueba del IEC</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>
<b>Descarga electrostática (DES) según IEC 61000-4-2</b>	±8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire	±8 kV contacto ±15 kV aire
<b>Campos EM de RF irradiados según IEC 61000-4-3</b>	10 V/m, 80 MHz-2.7 GHz, 80 % AM a 1 kHz	10 V/m, 80 MHz-2.7 GHz, 80 % AM a 1 kHz
<b>Campos magnéticos de frecuencia de potencia nominal (50/60 Hz) según IEC 61000-4-8</b>	30 A/m	30 A/m
<b>Campos magnéticos de proximidad según IEC 61000-4-39</b>	8 A/m, 30 kHz, CW; 65 A/m, 134.2 kHz, PM 2.1 kHz 50 %; 7.5 A/m, 13.56 MHz, PM 50 kHz 50 %	8 A/m, 30 kHz, CW; 65 A/m, 134.2 kHz, PM 2.1 kHz 50 %; 7.5 A/m, 13.56 MHz, PM 50 kHz 50 %

**Campos de proximidad de la inmunidad de equipos de comunicaciones inalámbricas por RF**


El sistema de administración se prueba según la norma IEC 61000-4-3 en frecuencias y niveles, como se especifica a continuación, para garantizar la inmunidad del puerto de la carcasa al equipo de comunicaciones inalámbricas por RF.

<b>Frecuencia de la prueba (MHz)</b>	<b>Banda (MHz)</b>	<b>Servicio</b>	<b>Modulación</b>	<b>Nivel de prueba de inmunidad (V/m)</b>
385	380 a 390	TETRA 400	Modulación del pulso 18 Hz	27
450	430 a 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz de desviación 1 kHz sinusoidal	28
710, 745, 780	704 a 787	Banda LTE 13, 17	Modulación del pulso 217 Hz	9
810, 870, 930	800 a 960	GSM 800/900, TETRA 800,	Modulación del pulso 18 Hz	28
1720, 1845, 1970	1700 a 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulación del pulso 217 Hz	28
2450	2400 a 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	Modulación del pulso 217 Hz	28
5240, 5500, 5785	5100 a 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulación del pulso 217 Hz	9
Si es necesario para alcanzar el nivel de prueba de inmunidad, la distancia entre la antena transmisora y el equipo de transmisión o el sistema de transmisión puede reducirse a 1 m. La distancia de prueba de 1 m está permitida por IEC 61000-4-3.				

**ADVERTENCIA:** Los equipos de comunicaciones de RF portátiles (incluidos los periféricos como los cables de antena y las antenas externas) no deben usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de ninguna pieza del sistema de administración. De lo contrario, podría verse afectado el rendimiento de este equipo.

**ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso de este sistema de administración junto con otros equipos, ya que podría dar lugar a un funcionamiento inadecuado. Si dicho uso es necesario, todos los equipos deben observarse para verificar que funcionan normalmente.

## Glosario de símbolos

Descripción	Símbolo/Subcláusula
Nombre o marca comercial del producto	<b>UDENYCA®</b>
Número de pieza	
Nombre o nombre comercial y dirección del fabricante	
Número de serie o código de lote, precedido por la palabra "LOTE", o el número de serie/número de NDC	
Advertencias o precauciones que se deben tomar (en formato de texto)	N/C
Temperatura de almacenamiento y cualquier otra condición especial de almacenamiento o manipulación (para la combinación)	
Limitación de humedad (para la combinación)	
Limitación de presión (para la combinación)	
No utilizar si el envase está dañado.	
Mantener alejado de los rayos del sol.	
Mantener seco.	
Para dispositivos eléctricos: clasificación de entrada de agua y polvo	IP68

Descripción	Símbolo/Subcláusula
Para dispositivos eléctricos: consulte las instrucciones de uso.	
Etiquetado de “solo Rx” de dispositivos con receta	Rx Only
Estéril y esterilización por EO	
Fecha de caducidad (usar hasta)	
El dispositivo es de un solo uso.	
No debe entrar en la sala de un resonador.	
Piezas aplicadas de tipo BF	
Certificado de CSA	
Especificación de la batería Li-MnO2 3V/850 mAH (CR14250)	N/C
Cumplimiento de la directiva WEEE	
UDENYCA® (pegfilgrastim-cbqv) jeringa precargada	
inyector en el cuerpo de UDENYCA® (pegfilgrastim-cbqv)	